

## INSTRUKCJA POBRANIA MATERIAŁU DO BADANIA DNA NA OJCOSTWO

Pobranie materiału do testu DNA na ojcostwo jest całkowicie bezbolesne a przy tym proste, szybkie i nieinwazyjne. Standardowym źródłem materiału do badania na ojcostwo jest wymaz z wewnętrznej strony policzka. Można go z powodzeniem pobrać samemu w domu, za pomocą zamówionego wcześniej zestawu testowego. Potrwa to zaledwie kilka minut.

Poniżej znajdziesz szczegółową instrukcję pobrania materiału do testu DNA na ojcostwo.

### JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO POBRANIA MATERIAŁU

Okolo 1-2 godzin przed pobraniem materiału osoby przystępujące do badania nie powinny nic jeść, ani też pić.

### KROK PIERWSZY

Rozpakuj zamówiony zestaw testowy. Znajdziesz w nim następujące elementy:

- **Komplet sterylnych wymazówek** w plastikowych opakowaniach.
- **Szczegółową instrukcję pobrania materiału do badania na ustalenie ojcostwa**
- **Zaadresowaną kopertę** zwrotną
- **Blankiet przelewu** (dodawany, jeśli zdecydują się Państwo na taką formę płatności)
- **Formularz zlecenia badania na ustalenie ojcostwa**

Zestaw zawiera więc wszystkie potrzebne elementy, abyś mógł dokonać pobrania materiału oraz zlecenia badania. Pamiętaj, że po rozpakowaniu zestawu wymazówki nie powinny mieć kontaktu z żadną niesterylną powierzchnią, ani też inną osobą niż osoba badana. Materiał DNA pochodzący od innej osoby może doprowadzić do niepowodzenia badania.

### KROK DRUGI

Aby przystąpić do pobrania należy wyjąć właściwą wymazówkę (wymazówki opatrzone są opisem wskazującym czyj materiał powinien być pobrany za ich pomocą) chwytając za jej koniec (bez gąbeczki!). Następnie pocieramy nią około 10 razy wewnętrzną stronę policzka bo obu stronach – 5 razy po jednej stronie oraz 5 razy po drugiej stronie. **Samo poślinienie wymazówki nie stanowi wystarczającego materiału do badania!**

### KROK TRZECI

Bezpośrednio po pobraniu materiału wymazówkę należy umieścić z powrotem w plastikowym opakowaniu. Pamiętaj, aby nie miała ona styczności z żadną inną osobą ani też niesterylną powierzchnią! Wymazówki podpisz imieniem i nazwiskiem osób, od których został za ich pomocą pobrany materiał do badania a następnie wyślij do laboratorium.

### MASZ WĄTPLIWOŚCI DOTYCZĄCE POBRANIA MATERIAŁU?

Jesteśmy do Twojej dyspozycji!

- tel. /fax: **(061) 669 05 41**
- e-mail: **laboratorium@centrumdna.pl**